

An alle Stationen, Ambulanzen,
Chefärzte, Hygienefachkräfte und Pflegedirektion
zur Information

Chemnitz, den 14.12.2015

Informationsbrief 13 / 2015 C

Umstellung auf S-Monovette EDTA K3 (Sarstedt) ohne Mischkugel in der Blutbildanalytik

Sehr geehrte Frau Kollegin,
Sehr geehrter Herr Kollege,

ab Januar wird im Fachbereich Hämatologie ein neues Gerätekonzept umgesetzt. Die bisher verwendeten Hämatologieanalyser von Sysmex XE-5000 werden durch die neue XN-Serie von Sysmex ausgetauscht. An den Referenzwerten kommt es zu keiner Änderung.

Es muss jedoch beachtet werden, dass die S-Monovette EDTA K3 (Sarstedt) 1,2 ml Füllmenge mit Mischkugel für diesen Gerätetyp nicht mehr verwendet werden kann, stattdessen sollten ab sofort die S-Monovetten EDTA K3 (Sarstedt) mit 1,2 ml ohne Mischkugel oder 1,6 ml Füllmenge bestellt werden (Bestellnr.06.1662.001 für 1,2ml ohne Mischkugel; 0.5.1081.001 für 1,6 ml Monovetten).

Weiterhin können geringere Probenvolumen wie gewohnt bearbeitet werden. Wir bitten jedoch, dies nur bei Säuglingen und besonders schwierigen Blutentnahmen zu nutzen, da diese Proben gesondert manuell bearbeitet werden müssen.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Dipl. Biol. M. Rönitz: 0371 333 - 42556
MSC D. Hughes: 0371 333 - 32116

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. med. G. Stamminger
Med. Geschäftsführerin



Dipl.-Biol. M. Rönitz
Fachbereichsleiterin der Abteilung Spezielle
Hämatologie und zelluläre Immunologie